

Guidon de transfert Vertic'Easy



- Plate-forme sur plateau à billes
- Repose-pieds antidérapant pour une grande stabilité
- Roulettes de manutention
- Appui jambes orientables et réglables en hauteur (8 positions de réglage en hauteur)
- Poignées ergonomiques et réglables en hauteur
- Crochets de sangle et sangle disponibles en option
- Structure acier mécano soudée finition époxy
- Disque acier à pivot sur billes et socle anti dérapant
- Appui jambe polyuréthane sur pivot
- 2 roulettes Ø 60 de déplacement à vide
- Poignées patient et soignant en PVC sur tube acier diam. 25x1.2 mm
- Pédale freinage rotation et stabilisation
- Dimensions:
 - Hors tout: 1300 mm(H) x 510 mm (Prof) x 470 mm (large)
 - Base: disque 450 mm (diam) x 20 mm (hauteur)
 - Poignées patient: hauteur 880 à 1050 mm - largeur 450 mm
 - Poignées soignant: hauteur 1070 à 1240 mm - largeur 450 mm
 - Appui tibial: 200 (h) x 160 (larg) mm
 - Hauteur par rapport à la base: 290 à 470 mm
- Capacité max: 150 kg