

## Chaise roulante de douche Hyséa 600



- Chaise de douche à roulettes
- 4 roues double galets dont 2 à frein à l'arrière
- Avec accoudoirs
- Marche pied escamotable
- Large coque anatomique
- Poignée de conduite harmonieusement intégrée au dossier
- Châssis soudé - tube acier Ø 25 x 1,2 mm
- Coque en polypropylène fixée au châssis par vis inox
- Finition époxy
- Embout enveloppant blanc diam. 25
- Accoudoirs fixes manchettes en PVC blanc
- Roues avant Ø 75 mm
- Roues arrière à frein Ø 75 mm
- Hauteur hors tout : 820 mm
- Largeur hors tout : 600 mm
- Profondeur hors : 620 mm
- Profondeur hors (MP baissé) : 770 mm
- Hauteur d'assise : 480 mm
- Largeur utile (entre accoudoirs) : 530 mm
- Largeur assise : 400 mm
- Profondeur assise : 380 mm
- Dimensions au sol (côte ext. entre roues): Largeur : 520 mm- Profondeur : 510 mm