

Huile de massage Topiderm Bidon de 5 litres



- Topiderm Huile de massage est une substance intermédiaire riche en huile qui assouplit et tonifie la peau.
- Caractéristiques:
 - Huile destinée aux massages professionnels: Très bonnes propriétés de glissement et d'étalement, absorption lente et effet durable. Moins d'échauffement grâce à une bonne friction. Permet diverses manipulations.
 - Affiche un excellent rapport entre ses composants lipophiles (64%) et hydrophiles (34%) qui assure un glissement optimal des mains sur la peau.
 - Laisse la peau douce.
 - Convient aux parties du corps très poilues.
- N'irrite pas les mains du thérapeute.
- Parfum hypoallergénique.
- Convient à tous les types de peau. Part au lavage.
- Emulsion E/H, pH (6-7), ne contient pas de lanoline.
- Utilisation:
 - Usage externe.
 - Appliquer en fonction des besoins et masser.
 - Ne pas appliquer sur les plaies ouvertes ni sur les muqueuses.
 - Sa formule est conçue pour minimiser le risque de réaction allergique.
 - En cas d'allergie, qui reste cependant toujours possible, consulter un médecin ou un pharmacien.