

Tensiomètre au bras Tensonic Spengler



- Conçu pour un suivi thérapeutique régulier
- Mesure Spengler, très haute précision des mesures
- Détecteur d'arythmie
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales
- Entièrement automatique
- Grand écran rétro-éclairé avec indicateur tricolore de risque OMS
- Brassard 22-42 cm, taille M/L
- 2 x 60 mémoires horodatées
- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option