

Compresse absorbante non adhérente Evocare, 7,5 x7,5 cm, Boîte de 100 x 1 compresse



- La compresse absorbante et non adhérente Evocare est composée d'une épaisse couche de coton. La couche en contact avec la plaie est constituée d'un mince film copolymère perforé. La couche extérieure bleue empêche la fuite du liquide de la plaie et protège les vêtements.
- Elle empêche la contamination de la plaie depuis l'extérieur et est également hydrofuge.
- Les compresses sont souples et flexibles et ont un pouvoir d'absorption très élevé.
- Les compresses conviennent pour protéger et couvrir les plaies superficielles, les escarres, les abrasions et autres plaies produisant de l'humidité. Elles peuvent également être utilisées pour le soin des plaies postopératoires.
- Caractéristiques :
 - Stérile
 - Non adhérente
 - Souple et flexible
 - Très haut pouvoir absorbant
 - Le revêtement hydrophobe bleu empêche les fuites de liquide de la plaie et protège les vêtements, empêche l'infection de la plaie depuis l'extérieur, est également hydrofuge.
 - Peut être coupée
 - Composition :
 - Couche épaisse de ouate 75% viscose et 25% polyester
 - Film de copolymère sur le côté de la plaie
 - Couche extérieure hydrophobe bleue