

Plaque de transfert tournante



- Cette plaque tournante légère permet au patient d'être facilement tourné pendant un transfert
- Elle facilite et soulage le travail du le personnel soignant
- Les deux côtés de la plaque tournante ont une base antidérapante pour contrôler la rotation et garantir une stabilité maximum
- La hauteur est de seulement 15 millimètres, pratique, facile à nettoyer, sûre et solide
- Poignée de transport
- Capacité: 135 kg
- Diamètre: 42 cm
- Poids : 1.7 kg

