

Chariot d'entretien Magic 800S, équipé



- Chariot à 3 départements: support sac 120 L pliable, stockage fermé avec tiroir et lavage avec système d'imprégnation embarqué
- Chariot équipé de:
 - 1 x Plug Lampo droit pour montant Magic
 - 1 x seau, 4 L, jaune
 - 1 x seau, 4 L, rouge
 - 1 x seau, 4 L, bleu
 - 1 x seau, 4 L, vert
 - 4 x couvercle avec charnières pour seaux 4 L, transparent
 - 1 x seau hermétique avec couvercle 20 L, bleu
 - 1 x set étiquettes adhésives pour seaux
 - 1 x grande base Magic, 91x52 cm, avec roues ø 125 mm
 - 1 x cassette supérieure avec bouchons et étiquettes, accroche femelle/femelle, 48,5 x 31,5 x 11 cm

- 1 x cache latéral, se fixe sur cassette centrale supérieure, complète avec vis et bouchons
- 1 x tiroir 22 L sans serrure, vert
- 1 x plateau support sac, 48 x 32 x 7 cm
- 1 x support sac 2 x 70 L pliable complet avec systèmes de maintien du sac, 2 crochets simples, 1 support manche avec support, vis et bouchons
- 2 x montant simple accroches-accroches avec renfort, complet avec vis, beige
- 1 x paroi latérale fixe avec graphiques verts, complète avec vis et bouchons
- 1 x paroi latérale avec graphiques, avec ouverture à droite, complète avec vis et bouchons
- 2 x kit (6 pièces) caches en "T" en polypropylène pour montants, gris clair