

Chariot d'entretien Magic 700B, équipé



• Chariot à 3 départements: support sac 120 L pliable, stockage avec tiroir et lavage avec système de pré-imprégnation

• Chariot équipé de:

- 1 x Plug Lampo droit pour montant Magic
- 1 x seau, 4 L, jaune
- 1 x seau, 4 L, rouge
- 1 x seau, 4 L, bleu
- 1 x seau, 4 L, vert
- 4 x couvercle avec charnières pour seaux 4 L, transparent
- 1 x seau Hermetic avec couvercle 20 L, bleu
- 1 x seau Hermetic avec couvercle 20 L, rouge
- 1 x set étiquettes adhésives pour seaux
- 1 x bac latéral, 54 x 26,5 x 12cm
- 1 x cassette supérieure avec bouchons et étiquettes, accroche femelle/femelle, 48,5 x 31,5 x 11 cm
- 1 x cache latéral, se fixe sur cassette centrale supérieure, complète avec vis et bouchons
- 1 x tiroir 22 L sans serrure, vert
- 1 x plateau support sac, 48 x 32 x 7 cm
- 1 x petite base Magic 66x52cm avec roues ø 125 mm
- 1 x support sac 2 x 70 L pliable complet avec systèmes de maintien du sac, 2 crochets simples, 1 support manche avec support, vis et bouchons
- 2 x montant asymétrique glissières-accroches complet avec vis
- 2 x kit (6 pièces) caches en "T" en polypropylène pour montants, gris clair