

Simplink Compleat

Pack de 4 x 250 ml



- Compleat® est une nouvelle alimentation par sonde dont les ingrédients sont basés sur de vrais aliments.
- SimpLink® est un système unique qui facilite l'administration de l'alimentation par sonde en bolus
- Peut être connecté directement à la sonde d'alimentation, compatible ENFIT®
- Peut être utilisé sans pompe d'alimentation et sans set d'administration
- Rend superflue l'alimentation manuelle par bolus (avec seringue)
- Caractéristiques: 275 kcal/250 ml
- 11 g de protéines
- P/L/G: 16/30/51 (% AET)
- 3,5 g de fibres