

Bassin réniforme à usage unique en polypropylène



- Ce bassin en plastique à usage unique permet principalement le rangement provisoire d'instruments médicaux ou de petit matériel de soins ainsi que le recueil des déchets souillés tels que les compresses, pansements et emballages.
- D'une grande capacité, cette cuvette haricot en plastique blanc est légère et maniable.
- Ce bassin réniforme peut aussi servir aux patients lorsqu'ils sont sujets aux vomissements.
- Il peut également servir à recueillir des sécrétions ou des liquides lors de soins ou d'opérations chirurgicales.
- Pratique et anatomique, la forme incurvée du bassin permet de le positionner idéalement sous le menton du patient, pour un recueil optimal.
- Sa forme en haricot est également très utile pour le rangement provisoire d'instruments ou de petit outillage avant et pendant un soin ou une opération.
- Les bassins s'empilent ce qui favorise ainsi le rangement.
- Ce bassin à usage unique est utile aussi bien à domicile que pour les particuliers. Mais aussi pour les professionnels de santé en cabinet médical, infirmiers libéraux ou dans le milieu hospitalier.
- Après utilisation, il faut veiller à jeter le bassin dans les récupérateurs spécifiques.
- Ne pas réutiliser après rinçage.
- Caractéristiques :
 - Polypropylène blanc
 - Contenance : 600 ml
 - Longueur : 24 cm
 - Largeur : 14 cm
 - Hauteur : 4 cm
 - Conditionnement : Vendu à l'unité.
 - Autoclavable à 120 °C.