

Nettoyant pour sanitaires avec Ecolabel Proclean Bidon de 5 litres



- Formule prête à l'emploi
- EU Ecolabel : BE/020/027
- Nettoyant détartrant professionnel prêt à l'emploi.
- Convient particulièrement pour le nettoyage en profondeur des surfaces de la salle de bain et des sanitaires (carrelages, baignoires, douches, lavabo, robinetteries...)
- Contient de l'acide citrique d'origine naturel pour éliminer facilement les dépôts de calcaires et les salissures.
- Laisse une agréable sensation de fraîcheur et de propreté
- Densité du liquide: 1,0120 kg/l
- pH 3
- Stockage:
 - Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
 - Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées