

Chaise hygiénique fixe Candy 200 réglable en hauteur, piétement bronze vinyle noir



- Chaise garde-robe, piétement réglable en hauteur et accoudoirs confort fixes.
- Assise relevable et amovible.
- Seau ergonomique avec couvercle.
- Sortie du seau par le haut et par le dessous à droite et à gauche.
- Garniture standard.
- Hauteur hors tout : 785 à 960
- Largeur hors tout : 660
- Profondeur hors tout : 560
- Hauteur d'assise : 445 à 620 (avec amovible)
- Largeur utile (entre accoudoirs) : 520
- Largeur assise amovible : 420
- Profondeur assise amovible : 460
- Epaisseur assise amovible : 25
- Dimensions accoudoir : 250x70x35
- Dimensions dossier : 430x250x20