

Tensiomètre au bras Rossmax X9



- Dépistage précoce du risque d'AVC avec une seule mesure de la pression artérielle
- Détection des arythmies (ARR)
- Détection de la fibrillation auriculaire (AFib)
- Détection de Contraction prématurée (PC)
- Détection de Tachycardie (TACH)
- Détection de bradycardie (BRAD)
- Mesures automatiques et auscultatoires disponibles
- Détection de mouvement
- Détection du brassard
- Indication des risques d'hypertension
- 90 mémoires avec date et heure
- Brassards de petite, moyenne et grande taille inclus
- 6V adaptateur inclus
- Porte Brassard
- Chiffres taille géante "XL"
- Rétro-éclairage LCD
- Calibrage à vie