

Aspirateur de sécrétions Aspira 11L



- Dimensions: 32,5 x 12 x 23,5 cm
- Capacité du récipient 1000 ml.
- Tension de fonctionnement: 230V/ 50HZ
- Débit (litres/min): 11L/min
- Aspiration: de -0,05 à -0,80 bar

- Niveau sonore max. 56dB
- Poids: 2,3 kg
- Accessoires inclus:
Récipient de 1000 cc stérilisable, tube de silicone,
régulateur, filtre anti-bactérien