

Molift Raiser Pro



- Plate-forme ergonomique pour des transferts debout sûrs et actifs

- Modèle de mouvement naturel:

Le Molift Raiser Pro permet au client d'utiliser sa propre force musculaire pendant le transfert. Le modèle de mouvement naturel est encouragé et la conception ergonomique garantit que le client se sent en sécurité. Le verticalisateur Molift Pro est facile à utiliser.

- Transfert dans les petits espaces:

Le verticalisateur Molift Pro est stable et peut pivoter sur son propre axe, ce qui le rend facile à manœuvrer, idéal dans les petits espaces. Le Molift Souleveur Pro offre un soutien sûr et actif lors d'un transfert de courte durée.

- Convient à tous les établissements de soins:

Le verticalisateur Molift Pro contribue à la rééducation des clients dans un établissement de soins ou lors d'un transfert. Les clients peuvent améliorer leur équilibre lorsqu'ils sont assis ou debout. Le Molift en cabré Pro offre toujours un soutien sûr.