

BD trousses à perfusion par gravité, sans DEHP Boîte de 100



- Longueur du set: 200 cm
- Volume d'amorçage: 19 ml
- Alésage: 3 mm
- 1 chambre de goutte à goutte à pointes (ventilée/non ventilée)
- Nombre de gouttes par ml: 20
- Filtre d'entrée d'air hydrophobe (avec bouchon)
- Filtre de la chambre compte-gouttes 15 µm
- 1 pince à rouleau
- 1 Luer mâle
- Capuchon d'amorçage hydrophobe
- Chlorure de polyvinyle (PVC)
- Sans latex

1/2









