

Distributeur de soin de plaies



- Cet appareil est idéal pour les endroits où des coupures se produisent régulièrement. Pensez aux travailleurs de l'industrie métallurgique, de l'industrie du verre, etc
- Ce distributeur Woundcare contient un pansement bleu auto-adhésif sans colle qui bloque instantanément le saignement et reste même en place dans l'eau. C'est unique !
- Le distributeur contient également un nettoyant pour plaies ainsi qu'une plus grande quantité de pansements de différentes tailles
- Les produits sont solidement sécurisés, ce qui évite la perte ou le vol
- Recharges de plâtre faciles à personnaliser en fonction

des besoins spécifiques de l'espace de travail

- Contenu :
 - 1 nettoyant pour plaies Salvequick, 40 pcs (RÉF 3227)
 - 1 Bandage en mousse souple Cederroth, 4,5 m (REF 51011010)
 - Pansements textiles Salvequick, 40 pcs (RÉF 6444)
 - Pansements en plastique Salvequick, 45 pcs (REF6036)
 - Pansements textiles Salvequick, 21 pcs (REF6470)
 - 1 clé de recharge

Lien vidéo:

https://www.youtube.com/watch?v=L39q6dYF_C8

