

Dispositif anti-équin



- Dispositif moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m²
 - Dimensions: 63,5 x 22 x 31 cm (L x l x H)
 - Aide à la posture des membres inférieurs
 - Immobilité totale des membres inférieurs
 - Aide à la prévention et/ou au traitement des escarres en situation à très haut risque ou en correction d'une attitude vicieuse
 - Etat de non-vigilance (hémiplegie, atteinte médullaire, coma ...)
 - Paralysie ou parésie des muscles releveurs de la cheville et troubles sensitifs associés
 - Suite d'atteintes vasculaires sévères des membres inférieurs
 - Suite de chirurgie orthopédique lourde entraînant l'immobilisation du membre
- Housse en tissu enduit de polyuréthane bi-extensible :
 - Anallergique et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique
 - Lutte contre les frictions et cisaillements
 - Souple et doux au toucher (confort)
 - Favorise les échanges gazeux (vapeur d'eau, sudation) et lutte ainsi contre la macération
 - Imperméabilisé : hygiène maîtrisée et durabilité du support accrue
 - Lavables jusqu'à 95°C, décontamination par produits de pulvérisation à froid
 - Traitement d'ignifugation
 - En usage multi-patients, il est souhaitable d'acquérir une nouvelle housse par patient