

Défibrillateur trilingue semi-automatique Schiller



- Défibrillateur Semi-automatique Fred PA-1 Schiller
- Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) semi-automatique simple, à la portée de tous.
- Le FRED® PA-1 est parfaitement adapté pour un usage sur patient adulte comme sur patient enfant grâce à ses électrodes dédiées.
- Adapté à un usage dans les établissements de santé, les ERP : il est par conception un appareil destiné au plus large public.
- Bouton orange pour délivrer le choc électrique (pour version semi-automatique)
- Interface utilisateur simple et épurée, synthèse vocale en Français
- Possède différentes fonctions d'aide au massage cardiaque afin de guider l'utilisateur de manière à effectuer une RCP de qualité à la bonne fréquence
- Mis en marche instantanée dès l'ouverture du capot
- Équipé par défaut d'un métronome permettant à

- l'utilisateur de connaître le rythme adéquat du massage cardiaque
- Effectue des autotests périodiques de manière quotidienne ou hebdomadaire
- Trilingue
- Peut enregistrer jusqu'à 2h de données et 500 événements
- Paire d'électrodes de défibrillation pré-connectée logée dans le capot du DAE avec le kit de premiers secours* (emplacement pour une deuxième paire d'électrodes sous le DAE)
- Voyants lumineux visibles à plus de 15m
- Boîtier ABS V0 (ignifugé) qualité médicale
- Niveau sonore maximal en fonctionnement : 85 db
- Livré en standard avec 1 pile : LiMnO2 15V, 2,8Ah
- Vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=2txHg_OgUZk