

## Chaise hygiénique GR 50



- Accoudoirs relevables
- Repose pied escamotables
- Capacité max 130 kg
- Chaise percée à 4 roues à frein.
- Dossier grand modèle.
- Garniture standard (GR 50)
- Poignée de poussée.
- Assise relevable et amovible.
- Seau ergonomique avec couvercle.
- Sortie du seau par le haut et par le dessous à droite et à gauche.
- Hauteur : 95 cm
- Hauteur d'assise : 51,5 cm
- Largeur : 61 cm
- Profondeur : 58/70 cm
- Largeur entre accoudoirs : 46,5 cm
- Profondeur d'assise : 46 cm
- Poids : 11 kg
- Couleur : tubes gris pastel, garnitures bleues