

## Boîte de premier secours, vide, 6 litres



- Avec des clips de fermeture pratiques et solides
- Parfaitement empilable
- Incl. un plateau à compartiments amovible
- Avec des visuels facilement reconnaissables
- Premiers secours rapides et efficaces avec la Q-line First Aid Box de 6L de Sunware.
- Vous avez eu un petit accident? Pas de panique. Avec votre First Aid Box à proximité vous avez des pansements à portée de main.
- La boîte contient un insert à compartiments qui permet de ranger les éléments les plus utilisés de façon organisée et visible.
- Au fond de la boîte il y a de place pour le reste des produits médicaux.
- Cette boîte de premiers secours est décorée de visuels incrustés dans le plastique pour un meilleur rendu et une qualité durable.
- Ces visuels permettent de reconnaître facilement la boîte.
- Elle est également équipée de clips de fermeture pratiques et d'une poignée pour faciliter son transport.
- Dimensions : L 30cm x l 20 cm x H 14 cm
- Poids : 329g