

Porte-flacon mural pour douche oculaire



- Support mural robuste et pratique pour flacon de Douche oculaire Cederroth 500 ml (REF 725200). Grâce au porte-flacon mural, la douche oculaire reste toujours en place, et tout le monde sait où la trouver.
- Le flacon est fixé sur le support mural et s'ouvre automatiquement lorsqu'il en est retiré.

- Le rinçage peut s'effectuer immédiatement.
- Peut être installé de différentes façons et convient à tous les lieux de travail et locaux.
- Livré avec un panneau d'instructions photoluminescentes.