

Rouleau de pansement autoadhésif beige 6 cm x4,5 m



- Le pansement autoadhésif beige Cederroth 4,5 m fonctionne à la fois comme un sparadrap et un bandage et convient aux blessures mineures.
- Facile à appliquer sur les doigts, les mains, les bras, les orteils, les pieds, les jambes et plus encore.
- Il convient à tous les types de plaies mineures, indépendamment des conditions de chaleur, de froid, d'humidité ou de sécheresse, et reste en place même dans l'eau.
- Le pansement autoadhésif Cederroth est un pansement sans colle qui tient tout seul ; il ne colle donc pas à la peau

ni aux cheveux. Il suffit de déchirer un morceau de la taille appropriée et de l'enrouler autour de la zone blessée.

- En cas de saignement abondant, façonner un morceau de pansement en forme de « coussin » pour créer un bandage compressif. Le pansement autoadhésif de Cederroth est idéal pour soigner les plaies rapidement et facilement.
- Convient pour la station de Premiers Secours de Cederroth.
- Sans latex.