

Table à manger au lit, Coloris : Noyer et métal Gris Anthracite, côté gauche.



- Plateau inclinable et réglable: 60 x 41 cm.
- Ecartement entre les pieds: 74 cm
- Petit plateau fixe séparé: 27 x 41 cm.
- Hauteur variable assistée de 77 à 117 cm.
- 4 roulettes dont 2 avec frein.

- Diamètre des roues 5 cm (roues doubles 1.5 cm de large avec espace central donc 5 cm au total)
- Dimensions socle : extérieur : 83 cm, intérieur : 75 cm
- Profondeur socle : interne 31 cm et totale : 42 cm

