

Mefix, fixation adhésive, non tissé, 5 cm x 2,5 m, non stérile 1 rouleau



- Fixation solide pour pansements, compresses, cathéters et tubulures
- Le Mefix peut être utilisé pour fixer un large éventail de pansements et de dispositifs à la peau - notamment les compresses, les cathéters et les tubulures
- Le Mefix est pré-mesuré en sections de 10 cm - il peut donc être facilement dimensionné et découpé en fonction de vos besoins
- Le papier de protection présente également des lignes

perforées tous les 10cm pour que vous puissiez l'appliquer et le retirer facilement. Grâce à son adhésif à base d'eau, il assure une fixation solide sans irriter la peau.

- Adhésif à base d'eau et sans solvant doux pour la peau
- Matériau flexible qui s'adapte aux lignes du corps et permet une liberté de mouvements
- Perméable à l'air et à l'eau pour empêcher la macération de la peau
- Non-stérile

