

Curettes cutanées, 2 mm, stériles Boîte de 20



• Application :

1. Biopsie cutanée

- Contrôle du niveau d'excision des tumeurs.
- Détermination du sens des RSTL (Relaxed Skin Tension Lines).

2. Chirurgie dermatologique

- Alopecie masculine (transplantation de cuir chevelu).
- Relèvement de cicatrices (varicelle - acné).
- Ulcères veineux (ablation de peau malade et greffe).
- Kératoses séniles, solaires.
- Verrues communes, séborrhéiques, plantaires.
- Naevi.

- Tatouages.

- Tiques (Ixodes Ricinus).
- Curetage des papillomes, verrues séborrhéiques ou kératoses pré-épithéliomateuses avant toute coagulation.
- Traitement sans anesthésie locale par curetage direct + hémostase chimique des petites verrues séborrhéiques ou des papillomes.
- Molluscum contagiosum : la coupe franche diminue la douleur chez l'enfant.

• Caractéristiques techniques :

- Manche ergonomique.
- Lame tranchante en acier.