


## Collier cervical souple, S long



- Dimensions: 6 x 55 cm
- Un dispositif conçu pour une utilisation quotidienne lorsqu'une contention souple du cou est requise.
- Il assure un soutien léger des vertèbres cervicales tout en limitant les mouvements rotatifs du cou.
- Il apporte également un effet thermique décontractant.
- Utilisation en cas de :
  - Torticolis
  - Arthrose cervicale
  - Port nocturne
- Matériaux:
  - Collier en mousse
  - Recouvert de jersey coton
  - Fermeture velcro
- Entretien:
  - Laver à la main ou en machine à 30° max
  - Ne pas repasser
  - Ne pas mettre au sèche linge