


Collier cervical souple, M long



- Dimensions: 8 x 55 cm
- Un dispositif conçu pour une utilisation quotidienne lorsqu'une contention souple du cou est requise.
- Il assure un soutien léger des vertèbres cervicales tout en limitant les mouvements rotatifs du cou.
- Il apporte également un effet thermique décontractant.
- Utilisation en cas de :
 - Torticolis
 - Arthrose cervicale
 - Port nocturne
- Matériaux:
 - Collier en mousse
 - Recouvert de jersey coton
 - Fermeture velcro
- Entretien:
 - Laver à la main ou en machine à 30° max
 - Ne pas repasser
 - Ne pas mettre au sèche linge