

Immobilisateur d'épaule XL



- Tour de poitrine: > 135 cm
 - Une orthèse assurant une immobilisation de l'épaule.
 - Elle est recommandée pour fixer l'articulation et garder le membre supérieur en position "coude au corps".
 - Légère et confortable, adaptabilité optimale à la morphologie et à la pathologie de chacun.
 - Elle élimine la fatigue musculaire avec une mise en place facile.
 - Utilisation en cas de:
 - Traumatologie du membre supérieur
 - Luxation de l'épaule
- Matériaux:
 - Manchon de grand confort en tissu laminé sur une mousse
 - Bretelles croisées dans le dos pour une meilleure fixation
 - Entretien:
 - Laver à la main / machine à 30° max
 - Ne pas repasser
 - Ne pas mettre au sèche-linge