

Protège poignet néoprène - Orthopedic 2140-10



- Dispositif conçu pour une utilisation quotidienne lorsqu'une compression est nécessaire pour permettre le mouvement
- Orthèse ajustable grâce à sa bande de fermeture pour faciliter l'adaptation
- Elle est accompagnée d'un effet thermique afin de mieux soulager les douleurs, assurant un maintien, une stabilité et l'élimination des tensions
- Utilisation en cas de:
 - arthrite
 - blessures mineures au poignet
 - arthrose légère bursite
 - traumatisme articulaire mineur
- Entretien:
 - Laver à la main ou en machine à 30° max
 - Ne pas repasser
 - Ne pas mettre au sèche ling