

Protège poignet élastique noir S/M



- Tour de poignet: 13-17 cm
 - Une orthèse en tricot assurant un maintien et une compression.
 - Recommandée lors de la pratique d'une activité sportive ou la reprise après blessure.
 - Permet de soulager les douleurs et réduire les tensions pour les poignets faibles assurant une adaptation naturelle au poignet.
 - Utilisation en cas de:
 - Tendinite
 - Une légère ténosynovite
- Matériaux:
 - Tricot rectiligne dans le sens transversal, extensible en longueur, de contention classe 3, de confort au niveau du poignet
 - Sangle de stabilisation pour renforcer sélectivement la compression
 - Entretien:
 - Laver à la main / machine à 30° max
 - Ne pas repasser
 - Ne pas mettre au sèche-linge