

Attelle de poignet élastique, noir M



- Tour de poignet: 16-19 cm
- Une orthèse en tricot assurant un maintien et une stabilité pour soulager les douleurs au niveau du poignet.
- Recommandée lors de la pratique d'une activité sportive ou la reprise après blessure.
- Une adaptation naturelle au poignet, une mise en place facile grâce à une sangle pour renforcer la compression.
- Utilisation en cas de :
 - Tendinite
 - Séquelle d'entorse
 - Inflammations post-opératoires

- Matériaux:
 - Tricot rectiligne dans le sens transversal, extensible en longueur de contention classe 3 et de confort au niveau du poignet
 - Sangle de dérotation amovible et agrippante ajustable selon le besoin
- Entretien:
 - Laver à la main / machine à 30° max
 - Ne pas repasser
 - Ne pas mettre au sèche-linge