

## Molletière néoprène Orthopedic 2180-10



- Tour de mollet de 30 à 50 cm
  - Dispositif conçu pour une utilisation quotidienne lorsqu'une compression est nécessaire pour permettre le mouvement sans pour autant blesser le mollet
  - Orthèse ajustable grâce à ses 3 bandes de fermeture pour faciliter la compression et l'adaptation
  - Elle est accompagnée d'un effet thermique afin de mieux soulager les douleurs, assurant un maintien, une stabilité et l'élimination des tensions
- Utilisation en cas de:
    - Blessures musculaires
    - Post-traumatique
    - Blessure du tibia
  - Entretien:
    - Laver à la main ou en machine à 30° max
    - Ne pas repasser
    - Ne pas mettre au sèche linge