


Collier cervical semi-rigide S (1004-1)



- Dimensions: 6 x 45 cm
- Un dispositif conçu pour une utilisation quotidienne lorsqu'un renfort de rigidité pour le cou est requis.
- Il permet un maintien prolongé en hyperextension et un effet antalgique du rachis cervical.
- Utilisation en cas de :
 - Entorse cervicale bénigne
 - Arthrose cervicale
 - Sevrage progressif d'un collier
- Matériaux:
 - Collier en mousse de polyester
 - Recouvert de jersey coton
 - Renfort en plastique
 - Fermeture velcro
- Entretien:
 - Laver à la main / machine à 30° max
 - Ne pas repasser
 - Ne pas mettre au sèche-linge