

Mallette d'infirmière.



- C'est "la" mallette compacte pour infirmière.
- Conçue pour les professionnels qui exercent une assistance médicale limitée ou transportent du matériel.
- Avec un design intérieur qui permet de modifier la configuration des espaces afin d'accueillir différents types de produits.
- 2 poches frontales pour objets personnels (gants, collecteur d'aiguilles...).
- Bandoulière démontable.
- Fermeture à cadenas.
- Dimensions: 340 x 250 x 110 mm.
- Capacité: 9,35 L.
- Poids: 1,48 kg.
- Matériau: 420D Serge Polyester Jacquard.
- Lavable.
- Couleur: Bleu marine.
- Capacité max. recommandée: 3 kg.
- La mallette est livrée vide

