

Mallette de médecin



- Ce sac médical a été conçu pour le médecin généraliste, mais aussi pour les infirmiers indépendants
- 4 composants de rangement transparents et amovibles
- Compartiments renforcés pour instruments fragiles
- Porte-ampoules isotherme avec 38 élastiques
- Compartiment protégé pour ordinateur portable de 12 pouces
- Grand compartiment pour documents
- Différents compartiments pour effets personnels
- Fermeture éclair avec possibilité de cadenas
- Bandoulière, poignée ergonomique rembourrée, sac à dos dissimulé et sangle pour chariot
- Matériau en polyamide résistant, lavable
- Poids : 2,6 kg
- Poids maximal du contenu : 5 kg
- Dimensions : 400 x 300 x 170 mm
- Couleur : noir
- La mallette est livrée vide

