

Sac médical



- Sac léger créé pour le transport de matériel sanitaire nécessaire pour intervenir dans n'importe quel événement.
- Sac conçu pour organiser parfaitement le matériel médical.
- Accès facile au matériel grâce à son système de rangement en nid d'abeille.
- Ce sac est aussi utilisable en physiothérapie, soins à domicile grâce à sa taille compacte et sa polyvalence.
- Rabat supérieur avec porte-documents, pochette isotherme pour instruments, porte-carte et porte-stylo.
- Rabat frontal avec bandes élastiques et 2 pochettes larges.
- Boutons renforcés.
- Organismes internes en nid d'abeille détachables.
- Bandoulière détachable.
- Bretelles sac-à-dos dissimulées.
- Mesures: 400 x 210 x 250 mm.
- Capacité: 19,95 L.
- Poids: 1,22 kg.
- Matériau: 600D Polyester.
- Lavable.
- Couleur: Noir.
- Capacité max. recommandée: 3,5 kg.
- Mini cold pack et mini-container à aiguilles inclus dans le sac.
- La mallette est livrée vide

