


Pansements gélifiants Exufiber, 5 x 5 cm, stérile Boîte de 10



- Pansement à fibres gélifiantes avec rétention supérieure des fluides pour le traitement des plaies hautement exsudatives.
- Contrairement aux pansements gélifiants à base de fibres plus classiques, Exufiber® est un pansement non tissé de PVAL. Il se transforme en gel au contact des exsudats, épousant doucement le lit de la plaie. Exufiber peut être utilisé pour traiter un large éventail de plaies modérément ou fortement exsudatives, y compris les plaies profondes.
- Exufiber utilise la technologie Hydrolock® pour à la fois

absorber et emprisonner l'exsudat dans les fibres. Exufiber réduit les risques de fuites et de macération, contribuant à créer un environnement de cicatrisation optimal. Grâce à la technologie Hydrolock, le pansement Exufiber reste intact lorsqu'il est mouillé, sans qu'il soit nécessaire de le renforcer davantage, ce qui facilite son retrait en une seule pièce lors du changement de pansement. Vous pouvez associer Exufiber et Mepilex Border Flex, une combinaison unique des technologies Flex et Safetac.

