

Pansements gélifiants antibactériens Exufiber AG+, 20 x 30 cm, stérile Boîte de 5



- Le pansement Exufiber Ag+ équipé de la technologie Hydrolock est un pansement stérile non tissé à fibres gélifiantes à action antimicrobienne rapide pour une protection durable contre un large spectre de pathogènes, dont le biofilm
- Des données in vivo montrent qu'Exufiber Ag+ obtient des résultats significativement meilleurs en ce qui concerne la réduction du biofilm bactérien, contre *Pseudomonas aeruginosa* et *Staphylococcus aureus* (SARM) par rapport à Aquacel Ag+ Extra™
- Au contact des exsudats, Exufiber Ag+ se transforme en gel. Le gel favorise la cicatrisation des plaies humides et reste intact si bien qu'ils s'enlèvent facilement et d'un seul tenant. Capacité d'absorption et de fixation élevée réduisant les risques d'écoulement et de macération.
- Exufiber Ag+ convient pour le traitement des plaies moyennement à fortement exsudatives
- Peut s'utiliser en combinaison avec le Mepilex Border Flex, une combinaison unique de la technologie Flex et Safetac

