

Bassins réniformes en carton moulé. Carton de 300



- Dispositif de recueil des déchets, de pansements souillés, de cotons.
- En carton moulé: fibre moulée à 100% à partir de vieux papiers.
- Couleur: gris clair.
- Dimensions: 235 x 145 x 50 mm.
- Compostable - biodégradable.
- Résiste durant 30 minutes: Jodosan 1%
- Résiste plus de 8 heures : chlorure de sodium 0,9%, acide chloridrique 0,1 N, suc gastrique, alcool 25%
- Résiste plus de 24 heures : chlorure de sodium 0,9%, eau oxygénée 3%, eau à 80° C, sang, urine, acide acétique 5%, chlorhexidine 0,2%
- Ne résiste pas aux : matières grasses, huiles