

Appareil de physiothérapie respiratoire Airfeel



- Portable et ergonomique
- 1 appareil - 2 thérapies
- Facile à nettoyer
- Pince-nez fourni
- Kit manomètre disponible pour le personnel médical (en option)
- Léger, ne pèse que 110 g
- Sac de transport pratique
- Portable, ergonomique et extrêmement léger, AirFeel est un outil qui permet, grâce à une gymnastique respiratoire, de libérer les voies respiratoires du patient. Le positionnement de la bague permet de choisir entre deux types d'utilisation distincts : OPEP et PEP.
- Lorsque le bouton est tourné en position « ouvert », l'appareil effectue une thérapie de type OPEP: l'OPEP est une combinaison de thérapie PEP associée à l'oscillation : la PEP maximise le flux d'air expiré et prévient l'effondrement dynamique des voies respiratoires. L'augmentation de la ventilation alvéolaire combinée au

mouvement oscillatoire de l'air réduit les propriétés viscoélastiques du mucus, facilitant sa mobilisation et permettant l'élimination des sécrétions.

- Lorsque le bouton est tourné en position « fermée », l'appareil effectue une thérapie de type PEP, verrouille la sphère interne et pousse l'air uniquement à travers le trou sélectionné sur l'anneau. En tant qu'appareil à pression expiratoire positive (PEP), AirFeel® contribue à améliorer le dégagement des voies respiratoires inférieures grâce à la ventilation collatérale, augmentant temporairement la capacité résiduelle fonctionnelle des poumons.

- Portable et ergonomique: il est équipé d'une poignée facile à saisir qui peut être retirée et utilisée pour ranger les composants du produit et permettre une facilité de transport maximale, également grâce à un sac pratique.

- Facile à nettoyer: le produit peut être entièrement démonté, facilitant ainsi un nettoyage en profondeur de ses composants, qui sont également autoclavables.

