

Charlottes shampoing imprégnée Gcare Proskin Paquet de 1 charlotte



- Les charlottes shampoing Procare permettent de laver facilement les cheveux des patients, sans désagréments et sans qu'ils aient besoin de quitter leur lit, de se pencher en avant ou en arrière
- Prêt à l'emploi, l'intérieur de la charlotte est imprégné d'un shampoing spécial n'ayant pas besoin d'être rincé à l'eau
- Pour plus de confort, la charlotte peut être réchauffée dans un micro-ondes ou un chauffe gants spécialement

conçu pour ceci

- La couche extérieure de la charlotte est réalisée en matière plastique résistante, permettant au soignant d'être lui-même protégé lorsqu'il effectue ce soin
- La lotion est composée des ingrédients suivants: Aqua, Coco-Glucoside, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Glycerin, Propylene Glycol, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lactic Acid, Simethicone, Tocopheryl Acetate, Parfum