

Shampooing Gcare Proskin Flacon-pompe de 500 ml



- Shampooing doux pour un usage quotidien
- Contient de l'extrait d'albumine (blanc d'œuf), connu pour ses effets bénéfiques sur les cheveux et le cuir chevelu
- L'acide lactique est connu pour son effet régulateur du pH et son effet antimicrobien

- Ingrédients: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Coacamidopropyl Betaine, PEG-75 lanollin, Glycerin, Parfum, Cetrimonium Chloride, D-Panthenol, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Glycol Distearate, Prunus Amygdalus Dulcis, Hydrolyzed Milk Protein
- Produit cosmétique