

Lève-pesonne manuel Meden Vertihelp



- Le lève-personne mobile VertiHelp est utilisé pour déplacer un patient d'une position assise à une autre, par exemple pour transférer un patient depuis ou vers un fauteuil, une chaise, un fauteuil roulant, un lit ou des toilettes
- Le lève-personne VertiHelp facilite le déplacement du patient pour le changement de pansements, de serviettes ou à des fins d'hygiène et de soins. Utilisé lors des soins quotidiens des patients dans les maisons de retraite, les hôpitaux, les sanatoriums et les appartements privés. La version standard est livrée avec un support pour genoux fixe, qui peut être réglé en hauteur en option.

- Données techniques:

- Réglage de l'espacement de la base (jambes) mécanique
- Charge maximale: 180 kg
- Longueur: 89,8 cm
- Largeur: 70 cm
- Hauteur: 100,9 cm
- Hauteur des repose-genoux: 54,1 cm
- Largeur de base max: 84,1/95,9 cm
- Hauteur du pied de base: 8,4 cm
- Diamètre de roue (sans frein / avec frein): 7,5/10 cm
- Poids: 35 kg

