

Bâtonnets ouatés de soins de bouche Evocare, citron
Boîte de 25 sachets de 3



- Dimensions : bâtonnet L 15 cm, coton (L x e) : 2.5 x 1 cm
- Applicateur en polypropylène blanc
- Boule de coton imbibée d'une solution de 99,5% de glycérine, d'un parfum citron, d'eau, de benzoate de sodium et d'acide citrique
- Classe I
- Avantages du produit :
 - Goût citronné
 - Humidification des lèvres et de la bouche

