

Resource Ultra +, noisette Pack 4 x 125 ml



- Nutrition médicale orale complète, hypercalorique (300kCAL), hyperprotéinée (20g) dont 60% de protéines de lactosérum et 40% de caséine dans une petite bouteille de 125ml; pour des patients dénutris et/ou à risque de dénutrition
- Cette combinaison de protéines à digestion rapide et lente est bénéfique pour la synthèse des protéines

musculaires et la régulation de la glycémie

- Bouteille de 125ml-sans gluten-pauvre en lactose
- Complet en acides aminés essentiels et riche en leucine
- Faible indice glycémique (23)
- Goûts: café, noisette, vanille et fraise
- Dosage: 1 à 3 unités par jour en complément ou selon les recommandations émises par un professionnel de la santé