

## Pansements Mepitel One, 9 x 10 cm, stérile. Boîte de 5



IPA

- Interface transparente, siliconée d'un seul côté pour voir la plaie sans retirer le pansement
- Mepitel® One est un pansement interface avec enduction de silicone sur un seul coté, issue de la technologie Safetac® permettant un retrait atraumatique pour la plaie et indolore pour le patient.
- L'interface Safetac® est conçue pour épouser délicatement la peau sans coller à la plaie humide , cela pour un retrait atraumatique pour la plaie .
- Ce qui signifie moins de douleur au retrait pour les patients.