

Barre d'appui pliable en acier poudré blanc - longueur 80 cm



- Les barres pliantes ont pour but de soutenir toutes les personnes qui peuvent avoir besoin d'une aide supplémentaire lors de l'exécution des soins dans la salle de bains.
- Le design soigné et moderne est esthétiquement agréable pour tout type de salle de bains, qu'il s'agisse de maisons privées ou d'établissements de soins de santé. Les matériaux utilisés garantissent la robustesse, l'hygiène et la durabilité.
- Descriptif technique :
 - Conçu en Italie pour le confort et la sécurité.
 - Fabriqué en Italie.
 - Acier de première qualité.
 - Système de verrouillage de sécurité pour éviter toute chute accidentelle en position verticale.
 - Montage facile.
 - Sans entretien.
 - Facile à nettoyer.
 - Garantie de 2 ans.
 - Poids maximal certifié de l'utilisateur : 125 kg.
 - Certifié conforme aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes (EN ISO 14971:2019+A11:2021, PN-EN 1041 : 2010 + A1 2013, ISO 12182:2012, EN ISO 21856:2022, EN ISO 14001:2015 , EN ISO 13485:2016+A11:2021).
 - Fabriqué avec des matériaux biocompatibles conformément aux normes EN ISO 10993-5:2009 et EN ISO 10993-10:2013.