

Colle tissulaire Histoacryl bleue, 0,5 ml Boîte de 10



La colle tissulaire Histoacryl est composée de monomères de n-butyl-2-cyanoacrylate, qui polymérisent rapidement au contact des fluides des tissus. Histoacryl existe en version bleue qui facilite le contrôle de la quantité de colle tissulaire utilisée.

- Nature : synthétique, stérile
- Composition : n-butyl-2c-cyanoacrylate monomérique

- Indications : fermeture de plaies légères, sclérothérapie, fixation d'implants de réfection de paroi
- Avantages : esthétique, résistance mécanique, pas d'anesthésie locale, pas d'extraction de fils, protection antimicrobienne, économie de temps
- Conservation : À température ambiante, emballage individuel d'aluminium