

Pousse-seringue ambulatoire Canafusion CA-700



- Le CA-700 est un pousse-seringue portable et intuitif, idéal pour l'administration de médicaments et de liquides en petit volume et à faible débit. Dotée d'une gamme complète de fonctionnalités, la pompe convient à la thérapie par perfusion dans une grande variété d'applications dans les environnements de soins hospitaliers, ambulatoires et à domicile.
- Station d'accueil sur mesure avec recharge centralisée, disponible en 2, 4 et 6 modules.
- Reconnaît automatiquement les seringues de 5 ml, 10 ml, 20/30 ml et 50/60 ml des principales marques (système ouvert).

- Large plage de débit de 0,1 à 1000 ml/h.
- Modes de perfusion flexibles : ml/h, temps/volume et mode pesée.
- Amélioration de la sécurité en utilisant une bibliothèque de médicaments, réduisant le risque de surdosage.
- La mémoire peut stocker jusqu'à 120 protocoles de dosage de médicaments.
- Protection d'alarme complète.
- La batterie au lithium alimente la pompe jusqu'à 24 heures.
- Rotation de 90 degrés pour différents traitements médicamenteux

